

Сидение

Стояние

Сон

Терапия

# Система для укладки тела Дрима™ (Дженкс)

Поддерживающая система со сниженным давлением  
для эффективного круглосуточного позиционирования,  
для детей и взрослых



Поддержит вас всегда!

*Rehab*medical

**JENX**®   
Positioning for life

# Дрима™ Система для укладки и пострурального менеджмента в положении лежа, на кровати для детей и взрослых

Мы убеждены, что позиционирование во время ночного сна должно быть такого же высокого качества, как и дневное; более того, люди проводят больше времени в положении сна, чем в любом другом! Важность круглосуточного позиционирования получила широкое признание в последние годы, так как правильное позиционирование и днем и ночью способствует развитию костной системы и улучшает качество жизни. Мы считаем, что пренебрежение правильным ночным позиционированием снижает пользу от позиционирования в часы бодрствования.

## Улучшенное качество жизни:

Система Дрима может использоваться как часть программы круглосуточного пострурального менеджмента. Учитывая, что аномальный и пострурально неправильный тонус присутствует 24 часа в сутки, система Дрима является следующим этапом развития традиционного позиционирования. Множество поддерживающих и позиционирующих блоков позволяют приспособить систему к самым сложным требованиям пользователя.

Поддерживая конечности и снижая тонические спазмы, Дрима увеличивает восстанавливающие периоды отдыха, которые в свою очередь вносят вклад в минимизацию риска костно-мышечных деформаций. Дрима может использоваться как профилактическая система или для снижения риска дальнейшей поструральной деградации и подходит для любого возраста.

Дрима может быть полезна пользователям со следующими заболеваниями: ДЦП, мышечная дистрофия, спинальная мышечная атрофия, артрогрипоз, ревматоидный артрит и связанные состояния, посттравматические и постоперационные состояния, спина бифида и сколиоз.





### Гибкая алюминиевая база

База крепится к кровати надежными ремешками, затем устанавливаются многосекционный матрас и поддерживающие блоки



### Отдельные чехлы

Это означает, что каждый чехол многосекционного матраса может быть заменен без необходимости вставить с кровати. Это минимизирует перерывы сна и потребность в перемещении



### Пользовательские профили

Гибкая алюминиевая база позволяет создать индивидуальный горизонтальный профиль для каждого пользователя, либо размещая базу на профильной кровати, либо с помощью роликов, клинов и подушек. То есть она подходит для широкого диапазона пользовательских требований в различных условиях (дома, в центрах по уходу, клиниках и т.д.)



## НОВОЕ РЕШЕНИЕ

### **Позиционирование для конкретного пользователя**

В точном соответствии с потребностями пользователя можно создать сотни персональных конфигураций. Это возможно благодаря инновационной модульной системе поддерживающих мягких блоков которые укрепляются проскальзывая вдоль "каналов" основы системы между блоками многосекционного матраса. До 16 каналов позволяют в точности отрегулировать положение тела используя различные поддерживающие блоки

# Всегда поддержит

Круглосуточная позиционная система Дрима - улучшает отдых для всех

Преимущества Дрима:

Улучшается качество сна или отдыха благодаря удобным, поддерживающим по всей длине, снижающим давление мягким модульным блокам.

Легко настраивается благодаря прочной и гибкой алюминиевой базе.

Сохраняет хорошую вентиляцию между телом и базой, что уменьшает тепловые спазмы.

Гибкое круглосуточное позиционирование и множество индивидуальных аксессуаров.


Легкое соблюдение гигиены.

"Кровать Дрима позволяет Оскару занимать наилучшее положение для сна на протяжении всей ночи, тем самым улучшая его сон, а также снимая наше беспокойство по поводу того, чтобы он спал в правильной позе, но при этом ему было удобно. Таким образом, мы тоже спим лучше!"  
Джулия,  
мама Оскара.

Дрима поддерживает и снимает излишнее давление - эффективный круглосуточный контроль позиционирования.



Положение на боку с аксессуаром Зигги




## Зигги от Дженкс

Имеет квадратное сечение и может изгибаться в нескольких точках, что позволяет принять разнообразные формы. Обеспечивает дополнительную поддержку в положении на боку



# Всегда передовой

Положение тела скорректировано поддерживающими аксессуарами Дрима для комфортного ночного сна



НОВОЕ РЕШЕНИЕ

## Дополнительные вращающиеся головки

Некоторые аксессуары снабжены опцией вращающихся (поворотных) головок, которые помогают изменить угол поддержки. Угол поддержки можно изменить перед, во время или после укладки пользователя.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ


## Модульные мягкие блоки поддержки

Каждый блок глубиной 150 мм одет в водо- и огнеустойчивый чехол, растягивающийся по двум направлениям, с антибактериальной пропиткой, что придает ему дышащие и противомикробные свойства. Промежутки между блоками обеспечивают вентиляцию, помогая поддерживать комфортную температуру тела. Модульная система блоков позволяет легко соблюдать необходимую гигиену определенных участков тела в течение ночи с минимальным беспокойством.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ

## Система Глайд-лок

Укладка становится очень простой с уникальной системой Глайд-лок! Нужно вставить основание поддерживающего/позиционирующего блока в канавку базы кровати и легко надавить на блок. Затем отпустить, и блок не будет двигаться от нажатия. Имеются также блокирующие стопоры, которые можно установить внутри канавки (канавки съемные). Это помогает легко найти место для установки блока (что ускоряет работу по укладке), а также гарантирует устойчивость блока при использовании у пациента с сильными повторяющимися движениями.



# Всегда внимательный

## Отличия и преимущества

### Сниженное давление

Модульная система включает много-секционный матрас состоящий из независимо протестированных зачехленных секций глубиной 150 мм, снижающих давление на тело. Нет необходимости докупать матрас и простыни.

### Комфорт

Дрима создана быть комфортной. Мягкие и эластичные чехлы и уменьшающие давление секции матраса предоставляют поддерживающую основу. Позиционирующие блоки мягко удерживают пользователя в правильном положении. Модульная система сохраняет циркуляцию воздуха.

### Универсальность


Дрима предоставляет много возможностей: укладку на животе на спине, на боку - легко, быстро и спокойно. Отдельные чехлы для каждого блока и подушки позволяют постоянно контролировать расположение каждого аксессуара и отрегулировать степень поддержки с невероятной точностью.

### Простая и быстрая сборка

Систему можно собрать за несколько минут, развернув базу и защелкнув на ней секции матраса. Конфигурацию можно поменять, не беспокоя пациента. Блоки можно переставить в любой момент, даже если пациент спит. Это означает улучшение качества отдыха для всех! Гибкую базу можно использовать и на профильной кровати.

### Подъем и трансфер

Любую регулировку можно произвести, когда пациент находится в кровати. При этом поддерживающие блоки могут быть установлены или сняты, что исключает необходимость подъема пользователя. Да и подъем становится гораздо легче, т.к. можно изменить позу пациента прямо в кровати.



Большой выбор аксессуаров дает возможность подобрать сотни персональных конфигураций

Дрима отвечает любым пользовательским требованиям благодаря большому выбору аксессуаров и дополнительных опций

### Позиционные блоки

Сделаны из мягкого и гигиеничного полиуретана. Поставляются в 4-х размерах. Пеноматериал с эффектом памяти дает дополнительный комфорт (опция).



### Тонкие поддерживающие блоки

Сделаны из мягкого и гигиеничного полиуретана. Дополнительное мягкое покрытие (опция).



### Абдукционный блок

Можно использовать один или парой. 3 размера.



### Позиционные кольца

Функциональный аксессуар - позволяет предотвратить прилегание постели к телу или дать возможность двигаться в заданных пределах. 4 размера.



### Стопоры

Помогают легко найти место для установки блока, а также гарантирует устойчивость аксессуаров при использовании у подвижных пациентов.



### T-ролик

Регулируется по высоте, помогает поддерживать колени, снижает напряжение живота, предотвращает скрещивание. Обе стороны регулируются по высоте отдельно, центральный блок можно снять.



### Подножка

Угол наклона регулируется. Хорошо поддерживает стопу, предотвращает отвисание.




### Коленные крепления

Мягко удерживает колени в правильном положении. 2 размера.



### Набор для лежания на боку

Включает в себя позиционные блоки, ремешки и блок для лежания на боку. Ремешки крепятся к стандартным блокам (возможны 3 варианта длины). Блок для лежания на боку в 4-х размерах.



### Чехлы

Все аксессуары снабжены чехлами. Поставляются белого цвета, но их легко покрасить дома в любой цвет.



### Сумки-переноски

Предназначены для транспортировки аксессуаров, модульных подушек и базы.

# Дрима™ Спецификация и размеры

		Един. изм.	Малышковая кровать DC06	Детская кровать DC51	Обычная кровать DC03	Длинная кровать DC15
Возраст	приблиз.	мес.-г.	9 мес. - 4 г.	9 мес. - 7 лет	9 мес. - взр.	9 мес. - взр.
Вес пользователя	максим.	кг	80	100	110	110
Размер станд. секции матраца	ДхШхВ	мм	560 x 95 x 150	700 x 95 x 150	900 x 95 x 150	900 x 95 x 150
Размер двойной секции матраца	ДхШхВ	мм	560 x 195 x 150	700 x 195 x 150	900 x 195 x 150	900 x 195 x 150
Количество секций	простых : двойных	мм	8:2	10:2	15:2	16:2
Высота (вкл. базу)	максим.	мм	170	170	170	170
Размеры	мин-макс	мм	560 x 1200	700 x 1400	900 x 1900	900 x 2000

Самые последние новости, видео и публикации в наших аккаунтах в социальных сетях. **Присоединяйтесь!**



[www.instagram.com/rehabmedical](http://www.instagram.com/rehabmedical)



[www.vk.com/rehabmedical](http://www.vk.com/rehabmedical)



[www.facebook.com/rehabmedical.ru](http://www.facebook.com/rehabmedical.ru)



[www.youtube.com/channel/UCgd4OhK0GbR1nnHsC83zE-A](http://www.youtube.com/channel/UCgd4OhK0GbR1nnHsC83zE-A)

**Rehab**medical

ООО "РехаБМедикал"  
127254, г.Москва, ул. Добролюбова, дом 21А, корпус Б  
телефон/факс: (495) 488-68-64, 644-31-43, 956-16-76  
[www.rehabmedical.ru](http://www.rehabmedical.ru), [www.rehabsensory.ru](http://www.rehabsensory.ru), [www.uniqttoys.ru](http://www.uniqttoys.ru)  
e-mail: [info@rehabmedical.ru](mailto:info@rehabmedical.ru)