


ВЕРТИКАЛИЗАТОР ТРИСТЕНДЕР



Вертикализатор «Тристендер» выполняет функции трех типов вертикализаторов с наклоном вперед, с наклоном назад или вертикальное положение. Пневматический механизм наклона позволяет легко регулировать угол вертикализатора от 15° до 90°. Широкий диапазон регулировки позволяет Тристендеру "расти" с ребенком. Регулируемые модульные подушечки могут устанавливаться на раму любого размера для приспособления к конкретным уникальным потребностям каждого ребенка. Каждая подушечка смоделирована для безопасного и надежного позиционирования ребенка и легко поддается гигиенической обработке. Не содержит латекса.





Характеристики Тристендера:

- Регулируемый, мягкий, с мягкими подушечками
- Водонепроницаемые бесшовные подушечки легко чистятся
- Модульные подушки взаимозаменяемы
- 75-мм ролики с двойной блокировкой

Комплект Тристендера включает:

- Раму Тристендер
- Крепление для коленей
- Крепление для стоп с перекладиной
- Подголовник
- Крепление для бедер
- Крепление для туловища

Поставляется в двух размерах

Тристендер 45 (желтая рама) - для детей ростом от 81 до 114 см

Тристендер 58 (синяя рама) - для детей ростом от 109 до 147 см

4525S Тристендер 45 (желтая рама)

4530S Тристендер 58 (синяя рама)

4526S Тристендер 45 с подносом

4529S Тристендер 58 с подносом

Максимальный вес пользователя

Тристендер 45 - 32 кг, Тристендер 58 - 68 кг

Аксессуары для вертикализатора Тристендер



Крепление
для туловища



Крепление
для бедер



Крепление для стоп
с перекладиной



Крепление
для коленей



Рукоятка



Регулировка крепления
туловища



Подголовник



Подголовник с
боковой поддержкой

Модульные подушечки и рама включены в комплект каждой модели, а также поставляются отдельно. Есть большой размер для Тристендера 58 и маленький - для Тристендера 45. Регулируемые модульные подушечки

можно крепить на раме любого размера для приспособления к конкретным уникальным потребностям каждого ребенка. Каждая подушечка смоделирована для безопасного и надежного позиционирования ребенка и легко поддается гигиенической обработке. Не содержит латекса.

Все компоненты, включая раму, можно заказать отдельно

Аксессуары для Тристендера 45

4525F Рама	545x965 мм
4525H Подголовник	228x247 мм
4525K Стандартное крепление для туловища	515x140 мм
4526K Среднее крепление для туловища	254x165 мм
4525N Крепление для коленей (пара)	76x57 мм
4525E Крепление для стоп с перекладиной	216x70 мм
4525T Поднос 660x660 мм	
924526 Подголовник с бок. поддержкой	228x241 мм (76 см боковины)
924527 Регулируемое крепл. для туловища	192x152-190 мм
924528 Рукоятка	78x254 мм
924525R Полный комплект ремней, подушечек	

Аксессуары для Тристендера 58

4527F Рама	584x1194 мм
4527H Подголовник	228x266 мм
4527K Стандартное крепление для туловища	292x152 мм
4526K Среднее крепление для туловища	254x165 мм
4527P Крепление для бедер	305x152 мм
4527N Крепление для коленей (пара)	101x57 мм
4527T Поднос 737x737 мм	
924526 Подголовник с бок. поддержкой	228x241 мм (76 см боковины)
924527 Регулируемое крепление для туловища	192x152-190 мм
924528 Рукоятка	78x254 мм
924525R Полный комплект ремней, подушечек	



ООО "Рехаб энд Медикал"

Россия 129626, г.Москва, ул.Новоалексеевская, дом 20а, стр.1, офис № 15.
тел/факс (495) 644-31-43, 686-40-47, 956-16-76 e-mail: info@rehabmedical.ru
www. rehabmedical.ru